

MINAS Y CONCENTRADORAS S.A

mycsa@minasyconcentradoras.com

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS



PRESENTACION

*DISTRIBUIDORES DE
PRODUCTOS MINEROS,
INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES .*

CON 30
AÑOS DE
EXPERIENCIA



VARIEDAD DE LINEA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO

LABORATORIO



LINEA LAB

Nuestra LINEA LAB abarca todos los equipos necesarios para la implementación y mantenimiento del área de laboratorio de su empresa ofreciendo alta calidad en los productos que distribuimos.

NUESTRO PROVEEDOR



BOYD CRUSHER

Chancadora de mandíbula de doble acción ó doble efecto, con capacidad hasta de 5 kg de muestra, que reduce la muestra de 50 mm a 2 mm en un sólo proceso.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	BOYD CRUSHER
Motor power	5.5 kW
Maximum input	50 mm
Product size	-2 mm
Width x Height x Depth	694 x 1326 x 1070 mm
Weight	610 Kg
Jaw width	300 mm



BOYD / RSD

El combo BOYD RSD combina una trituradora de mandíbula de doble acción ó doble efecto de chancado que reduce el chancado de 50 mm a 2 mm en un solo proceso , con un divisor de muestra giratorio (divisor simple ó doble)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BOYD CRUSHER	RSD
Motor power	5.5 kW	0.18 kW
Maximum input	50 mm	10 mm
Product size	-2 mm	Na
Width x Height x Depth	694 x 1326 x 1070 mm	500 x 739 x 741 mm
Weight	610 Kg	95 kg
Jaw width	300 mm	na



SMART BOYD CRUSHER RSD COMBO

El *SMART BOYD CRUSHER RSD COMBO* combina el RSD combo con un controlador lógico programable (PLC) para el control de la división de muestras adecuada.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	BOYD CRUSHER	RSD
Motor power	5.5 k W 3 phases	0.18 k W 3 phases
Maximum input	50 mm	10 mm
Product size	-2 mm	n/a
Width x Height x Depth	694 x 1440 x 1070 mm	500 x 739 x 741 mm
Jaw width	300 mm	na
Dust extraction	2 extraction ports available	1 extraction port available
Weight	300 mm	Na



PULVERIZADOR

Pulverizador con ajuste Neumático ó Manual, utilizado para pulverizar una variedad de materiales para su posterior análisis por métodos instrumentales o químicos.

CARACTERISTICAS

- Muy baja contaminación en las muestras que procesa.
- Bajo costo
- Nivel bajo en el mantenimiento de la máquina



RM 2000 Mk3

Es un nuevo tipo de pulverizador que Rocklabs ha diseñado para procesar muestras hasta 1,500 g, pulverizando en un sólo proceso muestras de 10 mm hasta 75 micras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RM 2000 Mk3
Motor power	2.2 kW 1 Ø ; 3 Ø
Maximum input	10 mm
Product size	75 µm
Width x Height x Depth	1210 x 1800 x 700 mm
Jaw width	200 g - 1500 g
Weight	390 kg



SISTEMA AUTOMATIZADO BATCH MILL

Sistema Automatizado que permite al operador procesar hasta 30 muestras a la vez sin intervención.

Completamente programables.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Panel de la pantalla táctil LCD.
- Control de PLC durante la molienda.
- Lavado de arena automática programado para limpiar el molino entre muestras.



BATCH MILL ABM3000

MATERIAL REFERENCIAL

Minerales pulverizados con contenido de oro, plata, adecuado para ensayos en laboratorio.

Se suministra en frascos de 2.5 Kg cada uno y en sachets de 50 grs ó 100 grs.





GRACIAS POR SU ATENCION

CONSULTAS SOBRE LOS PRODUCTOS



mycsa@minasyconcentradoras.com



Central: 512-1400 // Ventas : 512-1401